


SPIS TREŚCI

Asortyment Implantów Stożkowych Premium

- | | |
|--|--|
| 04 Bio3 Implants Company | 50 Cylinder spalany bezresztkowo na podstawie tytanowej |
| 10 Progressive Implant | 52 Protetyka dla CAD/CAM |
| 16 Advanced Implant | 55 Łącznik spalany bezresztkowo |
| 24 Śruby gojące | 56 Analog laboratoryjny |
| 26 Nakładki gojące do śrub zamykających | 57 Transfery wyciskowe |
| 28 Łącznik Anatomiczny Prosty | 60 Nakładki gojące Bio Line |
| 30 Łącznik Prosty | 68 Łączniki proste Bio Line |
| 32 Łącznik Anatomiczny Kątowy 15° | 76 Łączniki kątowe Bio Line |
| 34 Łącznik Anatomiczny Kątowy 25° | 84 Zestaw chirurgiczny Bio3 |
| 36 Łączniki śrubowe | 89 Narzędzia |
| 40 Łączniki kątowe Multi-Unit 17° | 91 Klucze wprowadzające do implantów, adaptery |
| 42 Łączniki kątowe Multi-Unit 30° | 92 Wkręta i stopery |
| 46 Zaczepy kulkowe | 93 Chirurgiczne wiertła stożkowe |
| 48 Łączniki Locator | 94 Gwintowniki |

Bio3 Implants - dedykowany zespół 120 specjalistów w stomatologii i implantologii z 20-letnim doświadczeniem



Bio3 IMPLANTS

Implanty Dentystyczne Premium

4 Bio3 Implants | Mapa Świata

Armenia
Bahrain
Belarus
United Kingdom
Vietnam
Germany
Greece
Egypt
Israel
India
Indonesia
Jordan
Iraq
Kazakhstan

Lebanon
Morocco
Nigeria
United Arab Emirates
Pakistan
Poland
Russia
Romania
Saudi Arabia
Syria
Taiwan
Turkey
Ukraine

Uśmiech Twojego
klienta to nasz
wspólny sukces!



Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny



narzędzia



Bio3 IMPLANTS NIEMCY

Asortyment Implantów Stożkowych Premium

Bio3 IMPLANTS

Bio3 Implants to synergia najlepszych osiągnięć niemieckiej szkoły dentystycznej i innowacyjnych rozwiązań globalnych.

Bio3 Implants GmbH to niemiecka firma, która oferuje stomatologom najlepsze rozwiązania o najwyższej jakości i dokładności w implantologii. Opracowujemy, produkujemy i wdrażamy niezawodne i jakościowe systemy implantów linii premium ze stożkowym połączeniem.

Zespół Bio3 Implants sprawia, że implantacja jest prosta, łatwa, wysokiej jakości i bardzo delikatna dla pacjenta. Aby osiągnąć ten cel, firma opracowuje innowacyjne produkty najwyższej jakości, a także zapewnia swoim klientom usługi o wysokim standardzie.

Najważniejsze zalety Bio3 Implants:

- Precyzyjne połączenie stożkowe
- Anodowana powierzchnia hydrofilowa
- Gorąca linia w 3 językach
- Dożywotnia gwarancja

Niezawodność i jakość

Bio3 Implants prowadzi ciągłą i systematyczną kontrolę jakości wszystkich produktów, co potwierdzają międzynarodowe standardy jakości ISO 13485, CE 0086.

W ciągu ostatnich lat firma rozszerzyła swoją produkcję o najnowocześniejszy sprzęt high-tech. Cykl technologiczny produkcji Bio3 Implants cechują wysokie standardy niemieckiej jakości.

Wszystkie produkty przechodzą przez kilka etapów kontroli jakości.

Identyfikacja i gwarancja

Każdemu produktowi Bio3 Implants przypisywany jest unikatowy numer seryjny, który umożliwia śledzenie historii produkcji produktu od pierwszego do ostatniego etapu. Bio3 Implants zapewnia dożywotnią gwarancję na wszystkie swoje produkty. Każdy implant zawiera kartę gwarancyjną, certyfikat produktu i instrukcję dla pacjenta.

Kompaktowość i dostępność

Oferujemy proste i niezawodne rozwiązanie dla wszystkich możliwych sytuacji klinicznych. Lekarz używa tylko jednego zestawu chirurgicznego do wykonywania operacji na wszystkich typach implantów. System implantów Bio3 posiada 2 platformy dla implantów ze stożkowym połączeniem.

Obsługa i szkolenie

Firma przykłada dużą wagę do obsługi serwisowej naszych klientów we wszystkich krajach świata. Bio3 Implants organizuje specjalistyczne wykłady, specjalistyczne kursy i programy edukacyjne, a także warsztaty i seminaria dla implantologów, protetyków i techników dentystycznych w różnych krajach.

Naszą misją jest pomaganie naszym klientom na co dzień, oferując im niezawodność, estetykę i piękny uśmiech pacjenta.

Uśmiech Twojego klienta to nasz wspólny sukces! Mówimy z Tobą w tym samym języku!



Połączenie stożkowe Bio3



System implantów stożkowych Bio3 zapewnia idealne ścisłe połączenie między implantem a łącznikiem

Badania wskazują, że powierzchnia anodowana stymuluje wzrost tkanki kostnej na całej powierzchni implantu, co zapewnia wysoką stabilność mechaniczną i osteointegrację w znacznie krótszym czasie.

Te unikalne właściwości powierzchni pozwalają na przeprowadzenie rehabilitacji ortopedycznej na wcześniejszym etapie, a także znacznie zmniejszają ryzyko związane z wszczepieniem implantów w ramach jednoetapowego protokołu.

Powierzchnia Bio3 Implants jest nowoczesną generacją powierzchni w implantologii stomatologicznej.



Powierzchnia implantów Bio3





Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny



narzędzia




Powierzchnia implantów Bio3


Asortyment Implantów Stożkowych Premium

Hydrofilowa mikroporowata struktura powierzchni Bio3 Implant stymuluje wzrost tkanki kostnej na całej powierzchni implantu.


1800 powiększenie




3000 powiększenie



5000 powiększenie



Powierzchnia implantów Bio3



Bio3 Hydrofilowa powierzchnia implantów anodowanych

Powierzchnia Bio3 Implants jest aktywna i hydrofilowa, z wyraźną wielowarstwową mikroporowatą strukturą. Grubość warstwy tlenku powierzchni implantu osiąga 10-15 mikronów.

Mikropory przechodzą przez całą grubość warstwy tlenku. Podczas łączenia tworzą wielowarstwową powierzchnię. Dzięki temu tkanki kostne nie tylko głęboko wrastają w mikropory, ale również rosną między nimi. W ten sposób powierzchnia implantu znacznie się zwiększa.

Wzmocniony jest przez to kontakt między tkanką kostną a powierzchnią implantu.

Warstwa tlenku tytanu jest wzbogacona hydroksyapatytem wapnia.



implanty




ZESTAW


Aby zapobiec kontaktowi z innymi materiałami podczas wyjmowania, implant jest wyposażony w tytanową tuleję. Dla maksymalnej ochrony, kolbę pakuje się w sterylny blister, aby uniknąć kontaktu powierzchni implantu z wszelkimi ciałami obcymi.



INSTRUKCJA

Wyjęcie implantu z tytanowej tulei





**Bio3 IMPLANT
PROGRESSIVE**



Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny



narzędzia

Bio3 IMPLANT PROGRESSIVE

Asortyment dentystycznych implantów stożkowych

POŁĄCZENIE STOŻKOWE

Łączenie stożkowe z wewnętrznym heksem zapewnia precyzyjne połączenie łącznika z implantem, a zatem wpływa również na proces stabilizacji trwałych protez zębowych, a stożek 12° zapewnia doskonałe dopasowanie i szczelność.

Łączenie stożkowe tworzy idealną barierę chroniącą przed bakteriami i wykazuje doskonałe wyniki w zmniejszaniu nacisku w części szyjnej implantu.

CHARAKTERYSTYKA

- W celu uzyskania lepszej początkowej stabilności opracowano spiralny implant z agresywnym gwintem. Zaleca się jego stosowanie w tkankach kostnych typu II, III i IV
- Stożkowy kształt implantu idealnie odpowiada kształtowi wiertła, co zapewnia bardziej precyzyjne dopasowanie do kości
- Zwiększający się korpus implantu sprawia, że właściwość samogwintująca jest lepsza. Nieinwazyjna część implantu wierzchołkowego zapobiega anatomicznemu uszkodzeniu podczas podnoszenia zatok
- Platform switching


POWIERZCHNIA

Powierzchnia Bio3 Implants to najnowsza generacja powierzchni implantów dentystycznych. Jest aktywna i hydrofilowa. Zwiększona powierzchnia zapewnia doskonałe połączenie implantu z kością. Dzięki temu implant ma wyższą stabilność pierwotną i szybką osteointegrację. Może być stosowany z protokołem jedno lub dwustopniowym.

CZĘŚĆ WIERZCHOŁKOWA

Dzięki precyzyjnemu zaprojektowaniu wierzchołkowej części implantu można zapobiec uszkodzeniu anatomicznej struktury kości i dać implantologowi możliwość skrócenia czasu implantacji chirurgicznej. Progressive Implant umożliwia rozwiązywanie wszelkich problemów klinicznych nawet w bardzo skomplikowanych sytuacjach.

MATERIAŁ Tytan klasy 4




POŁĄCZENIE STOŻKOWE



GWINT



KSZTAŁT



POWIERZCHNIA




CZĘŚĆ WIERZCHOŁKOWA



Bio3 IMPLANT PROGRESSIVE

Platforma standardowa



UWAGA!


Stosowany do wszczepiania w częściach przednich i bocznych (kły, siekacze, zęby przedtrzonowe).

PROGRESSIVE IMPLANT

Progressive Implant to najnowszy produkt, który dzięki automatycznemu gwintowaniu zapewnia doskonałą stabilizację i stabilność pierwotną.

Forma implantu w kształcie spirali o różnych głębokościach gwintu jest opracowana dla lepszej kompresji kości podczas stosowania w kościach typu III-IV.

MATERIAŁ Tytan klasy 4



KOD PRODUKTU

PTI3.3/10

10 mm

PTI3.3/11.5

11.5 mm

PTI3.3/13

13 mm

**STANDARD
PLATFORM**

ŚREDNICA

3.3

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1


TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.1



znajduje się w każdym zestawie implantów

ZALECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA

D1	800-1200	D1	800-1000	D1	600-800	D1	500-700
D2	800-1200	D2	800-1000	D2	600-800	D2	600-800
D3	800-1000	D3	700-900	D3	500-600	D3	500-600
D4	800-1000	D4	600-800	D4	400-500	D4	400-500



Protokół Implantacji.*

* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.

** Jest stosowany w kościach typu I i II.



Bio3



implanty



suprastruktury




zestaw chirurgiczny



narzędzia


Bio3 IMPLANT PROGRESSIVE

Platforma standardowa



UWAGA!

Stosowany do wszczepiania w częściach przednich i bocznych (kły, siekacze, zęby przedtrzonowe).



KOD PRODUKTU

PTI3.8/8

8 mm

PTI3.8/10

10 mm

PTI3.8/11.5

11.5 mm

PTI3.8/13

13 mm

STANDARD
PLATFORM

ŚREDNICA

3.8

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1


TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.1



znajduje się w każdym zestawie implantów

ZALECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA

D1	800-1200	D1	800-1000	D1	600-800	D1	500-700	D1	500-700
D2	800-1200	D2	800-1000	D2	600-800	D2	600-800	D2	600-800
D3	800-1000	D3	700-900	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600
D4	800-1000	D4	600-800	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500



Protokół Implantacji.*



* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.

** Jest stosowany w kościach typu I i II.



Bio3 IMPLANT PROGRESSIVE

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

PTIB4.2/8

8 mm

PTIB4.2/10

10 mm

PTIB4.2/11.5

11.5 mm

PTIB4.2/13

13 mm

WIDE
PLATFORM

ŚREDNICA

4.2

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5


TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.5



znajduje się w każdym zestawie implantów

ZAŁECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA

D1	800-1200	D1	800-1000	D1	600-800	D1	500-700	D1	500-700	D1	400-600
D2	800-1200	D2	800-1000	D2	600-800	D2	600-800	D2	600-800	D2	500-700
D3	800-1000	D3	700-900	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600
D4	800-1000	D4	600-800	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500



Protokół Implantacji.*

* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.

** Jest stosowany w kościach typu I i II.



Bio3



implanty



suprastruktury





zestaw chirurgiczny



narzędzia

Bio3 IMPLANT PROGRESSIVE

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

PTIB5/8

8 mm

PTIB5/10

10 mm

PTIB5/11.5

11.5 mm

PTIB5/13

13 mm

WIDE
PLATFORM

ŚREDNICA

5.0

WEWNĘTRZNY HEX

2.5


TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.5



znajduje się w każdym
zestawie implantów

ZALECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA


D1	800-1200	D1	800-1000	D1	600-800	D1	500-700	D1	500-700	D1	400-600	D1	400-600	D1	400-600
D2	800-1200	D2	800-1000	D2	600-800	D2	600-800	D2	600-800	D2	500-700	D2	500-700	D2	400-700
D3	800-1000	D3	700-900	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600
D4	800-1000	D4	600-800	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500



Protokół Implantacji.*

* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.

** Jest stosowany w kościach typu I i II.



**Bio3 IMPLANT
ADVANCED**



Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny



narzędzia

Bio3 IMPLANT ADVANCED

Asortyment dentystycznych implantów stożkowych

POŁĄCZENIE STOŻKOWE

Łączenie stożkowe z wewnętrznym heksem zapewnia precyzyjne połączenie łącznika z implantem, a zatem wpływa również na proces stabilizacji trwałych protez zębowych, a stożek 12° zapewnia doskonałe dopasowanie i szczelność.

Łączenie stożkowe tworzy idealną barierę chroniącą przed bakteriami i wykazuje doskonałe wyniki w zmniejszaniu nacisku w części szyjnej implantu.

CHARAKTERYSTYKA

- Implant w kształcie spirali z klasycznym trójkątnym gwintem o dwóch powtarzających się długościach, samogwintujący. Został opracowany dla lepszej stabilności pierwotnej. Może być stosowany w różnych typach kości.
- Stożkowy kształt implantu idealnie odpowiada kształtowi wiertła, co zapewnia bardziej precyzyjne dopasowanie do kości.
- Zwężający się korpus implantu sprawia, że właściwość samogwintująca jest lepsza. Nieinwazyjna część implantu wierzchołkowego zapobiega anatomicznemu uszkodzeniu podczas podnoszenia zatok.
- Platform switching.

POWIERZCHNIA

Powierzchnia Bio3 Implants to najnowsza generacja powierzchni implantów dentystycznych. Jest aktywna i hydrofilowa. Zwiększona powierzchnia zapewnia doskonałe połączenie implantu z kością. Dzięki temu implant ma wyższą stabilność pierwotną i szybką osteointegrację. Może być stosowany z protokołem jedno lub dwustopniowym.


CZĘŚĆ WIERZCHOŁKOWA

Część wierzchołkowa ma ostry gwint i bruzdy przeciwdziałające rotacji. Dzięki specjalnej formie części wierzchołkowej można zapobiec uszkodzeniu anatomicznej struktury kości.

MATERIAŁ Tytan klasy 4




POŁĄCZENIE STOŻKOWE




GWINT




KSZTAŁT



POWIERZCHNIA




CZĘŚĆ WIERZCHOŁKOWA



Bio3 IMPLANT ADVANCED

Platforma standardowa



STANDARD
PLATFORM

ŚREDNICA
3.3
WEWNĘTRZNY HEKS
2.1

TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.1



znajduje się w każdym
zestawie implantów

ADVANCED IMPLANT

Advanced Implant jest unikalnie zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałych wyników klinicznych dla różnych procedur implantacji dentystycznych.


Jego forma w kształcie korzenia i potrójny gwint samowierzący pozwala na ułatwienie procesu implantacji i zapewnia wysoki poziom stabilności pierwotnej.

Szyjka implantu ma mikro gwint, co zapewnia maksymalny kontakt implantu z warstwą korową i zapobiega resorpcji kości.

MATERIAL Tytan klasy 4

ZALECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA

D1 800-1200	D1 800-1000	D1 600-800	D1 500-700
D2 800-1200	D2 800-1000	D2 600-800	D2 600-800
D3 800-1000	D3 700-900	D3 500-600	D3 500-600
D4 800-1000	D4 600-800	D4 400-500	D4 400-500





Protokół Implantacji.*

* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.

** Jest stosowany w kościach typu I i II.

Bio3 IMPLANT ADVANCED

Platforma standardowa



STANDARD PLATFORM

ŚREDNICA
3.8


WEWNĘTRZNY HEKS
2.1

TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.1

znajduje się w każdym zestawie implantów

ZALECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA

D1 800-1200	D1 800-1000	D1 600-800	D1 500-700	D1 500-700
D2 800-1200	D2 800-1000	D2 600-800	D2 600-800	D2 600-800
D3 800-1000	D3 700-900	D3 500-600	D3 500-600	D3 500-600
D4 800-1000	D4 600-800	D4 400-500	D4 400-500	D4 400-500





Protokół Implantacji.*

* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.
** Jest stosowany w kościach typu I i II.



Bio3 IMPLANT ADVANCED

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU **ATIB4.2/8** 8 mm

ATIB4.2/10 10 mm

ATIB4.2/11.5 11.5 mm

ATIB4.2/13 13 mm

**WIDE
PLATFORM**

ŚREDNICA
4.2
WEWNĘTRZNY HEKS
2.5


TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.5



znajduje się w każdym zestawie implantów

ZALECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA

D1	800-1200	D1	800-1000	D1	600-800	D1	500-700	D1	500-700	D1	400-600
D2	800-1200	D2	800-1000	D2	600-800	D2	600-800	D2	600-800	D2	500-700
D3	800-1000	D3	700-900	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600	D3	500-600
D4	800-1000	D4	600-800	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500	D4	400-500





Protokół Implantacji.*

* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.

** Jest stosowany w kościach typu I i II.

Bio3 IMPLANT ADVANCED

Szeroka platforma



ŚREDNICA
5.0

WEWNĘTRZNY HEKS
2.5


WIDE PLATFORM

TYTANOWA ŚRUBA ZAMYKAJĄCA 2.5

znajduje się w każdym zestawie implantów

ZALECANA PRĘDKOŚĆ WIERCENIA

D1 800-1200	D1 800-1000	D1 600-800	D1 500-700	D1 500-700	D1 400-600	D1 400-600	D1 400-600
D2 800-1200	D2 800-1000	D2 600-800	D2 500-700	D2 600-800	D2 500-700	D2 500-700	D2 400-700
D3 800-1000	D3 700-900	D3 500-600	D3 500-600	D3 500-600	D3 500-600	D3 500-600	D3 500-600
D4 800-1000	D4 600-800	D4 400-500	D4 400-500	D4 400-500	D4 400-500	D4 400-500	D4 400-500



Protokół Implantacji.*

* Protokół nie zastępuje odpowiedniego szkolenia.

** Jest stosowany w kościach typu I i II.

Bio3 IMPLANTS

Implanty Dentystyczne Premium

Bio  TM
IMPLANTS




SUPRASTRUKTURY




KRĄŻKI GOJĄCE

Platforma standardowa



STANDARDOWY

KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

NAKLADKI GOJĄCE


ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ

Nakładka gojąca do standardowej platformy (2,1 mm) o dwóch średnicach - 4,2 mm i 5 mm. Jest zakładana za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.


MATERIAL Tytan klasy 5

SZEROKI



ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ





Bio3



implants



suprastruktury



zestaw chirurgiczny




narzędzia



NAKLADKI GOJĄCE

Szeroka platforma



STANDARDOWA



KOD PRODUKTU

GFB2

GFB3

GFB4

GFB5

GFB7

WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

NAKLADKI GOJĄCE

ŚREDNICA

5.1 mm

5.1 mm

5.1 mm

5.1 mm

5.1 mm

DŁUGOŚĆ

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm


5.0 mm

7.0 mm

Nakładka gojąca do szerokiej platformy (2,5 mm) o dwóch średnicach - 5,1 mm i 5,5 mm. Jest zakładana za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAŁ Tytan klasy 5

SZEROKA



GFB/W2

GFB/W3

GFB/W4

GFB/W5

GFB/W6

GFB/W7

ŚREDNICA

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

5.5 mm

DŁUGOŚĆ

2.0 mm


3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm


6.0 mm

7.0 mm






NAKŁADKI GOJĄCE DO ŚRUB ZAMYKAJĄCYCH



Tworzą idealną linię z dziąsłem.
Odpowiednie do wszelkich
następujących rozwiązań
protetycznych.




MATERIAŁ Tytan klasy 5

PLATFORMA STANDARDOWA

ŚREDNICA	3.2 mm
DŁUGOŚĆ	10.5 mm



GFNS




SZEROKA PLATFORMA

ŚREDNICA	4.0 mm
DŁUGOŚĆ	10.5 mm




GFNB





ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE PROSTE

Platforma standardowa



STANDARDOWY



GAAS1



GAAS2



GAAS3

KOD PRODUKTU

▲	4.2 mm	4.2 mm	4.2 mm
STOPIEŃ	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
DŁUGOŚĆ	11.7 mm	12.7 mm	13.7 mm
▼	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm

SZEROKI



GAAS/W1



GAAS/W2



GAAS/W3

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE PROSTE

STANDARDOWA ŚREDNICA

STOPIEŃ

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ POD STOPNIEM

Anatomiczny tytanowy łącznik dla standardowej platformy (2,1 mm) ze stopniami 1,2,3 mm, które mają dwie różne szerokości - 4,2 mm i 5,5 mm. Jest zakładana za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE PROSTE

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE PROSTE

ŚREDNICA	5.1 mm	5.1 mm	5.1 mm
STOPIEŃ	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
DŁUGOŚĆ	12.0 mm	13.0 mm	14.0 mm


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Anatomiczny tytanowy łącznik dla szerokiej platformy (2,5 mm) ze stopniami 1,2,3 mm, które mają dwie różne szerokości - 4,2 mm i 5,5 mm. Montowany za pomocą klucza uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną.


MATERIAŁ Tytan klasy 5






ŁĄCZNIKI PROSTE

Platforma standardowa



WIDE

GABS9



STANDARD

GAS8

GAS9

GAS13

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI PROSTE

ŚREDNICA
DŁUGOŚĆ
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

ŚREDNICA	5.00 mm	3.35 mm	3.35 mm	3.35 mm
DŁUGOŚĆ	9.00 mm	8.00 mm	9.00 mm	13.00 mm
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	12.00 mm	12.00 mm	13.00 mm	17.00 mm

Tytanowy łącznik prosty dla standardowej platformy (2,1 mm). Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAŁ Tytan klasy 5


Każdy zestaw łącznika zawiera:




ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIK PROSTY

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU



WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS
2.5

ŁĄCZNIK PROSTY

ŚREDNICA	5.50 mm	3.85 mm	3.85 mm	3.85 mm
DŁUGOŚĆ	9.00 mm	8.00 mm	9.00 mm	13.00 mm
ŁĄCZNIKI PROSTE	14.00 mm	11.00 mm	13.00 mm	16.00 mm

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA



Tytanowy łącznik prosty dla szerokiej platformy (2,5 mm). Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 15°

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

**STANDARD
PLATFORM**

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 15°

ŚREDNICA	3.35 mm	4.20 mm	4.20 mm	4.20 mm
STOPIEŃ		1.00 mm	2.00 mm	3.00 mm
DŁUGOŚĆ	11.00 mm	11.00 mm	12.00 mm	13.00 mm
KĄT	15°	15°	15°	15°

Tytanowy łącznik kątowy 15° dla standardowej platformy (2,1 mm) z kołnierzami 1,2,3 mm lub bez kołnierza. Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucz protetycznego.

MATERIAL Tytan klasy 5



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 15°

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

**WIDE
PLATFORM**

WEWNĘTRZNY HEKS
2.5

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 15°

ŚREDNICA	3.85 mm	5.10 mm	5.10 mm	5.10 mm
STOPIEŃ		1.00 mm	2.00 mm	3.00 mm
DŁUGOŚĆ	12.00 mm	11.00 mm	12.00 mm	13.00 mm
KĄT	15°	15°	15°	15°


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Tytanowy łącznik kątowy 15° dla szerokiej platformy (2,5 mm) ze stopniem 1,2,3 mm lub bez stopnia. Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 25°

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

**STANDARD
PLATFORM**

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 25°

ŚREDNICA

3.35 mm

4.20 mm

STOPIEŃ

2.00 mm

DŁUGOŚĆ

11.00 mm

12.00 mm

KĄT

25°

25°

Tytanowy łącznik kątowy 25° dla standardowej platformy (2,1 mm) ze stopniem 2 mm lub bez stopnia. Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAL Tytan klasy 5

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA



Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny



narzędzia





ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 25°

Szeroka platforma

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

WIDE
PLATFORM



KOD PRODUKTU

ŁĄCZNIKI ANATOMICZNE KĄTOWE 25°

ŚREDNICA

3.85 mm

5.10 mm

STOPIEŃ

3,00 mm

DŁUGOŚĆ

11.00 mm

12.00 mm

KĄT

25°

25°


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Tytanowy łącznik kątowy 25° dla szerokiej platformy (2.5 mm) ze stopniem 2 mm lub bez stopnia. Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego.


MATERIAŁ Tytan klasy 5






ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE

Platforma standardowa



Łącznik służy do odnowienia pojedynczej konstrukcji lub stałego mostu za pomocą śruby



KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE

ŚREDNICA

4.7 mm

4.7 mm

4.7 mm

DŁUGOŚĆ

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

Tytanowa tuleja na
łącznik śrubowy


GAVAA

Nakładka gojąca



GAES2

Spalająca się bezreszkowa tuleja



Plastic VAAS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGAS 1

Analog laboratoryjny



IAES

Transfer



SAMS15



Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny




narzędzia




ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE

Szeroka platforma



Łącznik służy do odnowienia pojedynczej konstrukcji lub stałego mostu za pomocą śruby



KOD PRODUKTU

WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE

ŚREDNICA

4.7 mm

4.7 mm

4.7 mm

DŁUGOŚĆ

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

Tytanowa tuleja na
łącznik śrubowy



GAVAA



GAES2



Plastic VAAS



TGAS 1



IAES



SAMS15

Nakładka gojąca

Spalająca się bezreszkowa tuleja

Tymczasowa tuleja PEEK

Analog laboratoryjny


Transfer




**NOWY
PRODUKT**
W SPRZEDAŻY
OD 2018

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE

Platforma standardowa



Łącznik służy do odnowienia pojedynczej konstrukcji lub stałego mostu za pomocą śruby



KOD PRODUKTU

**STANDARD
PLATFORM**

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE

ŚREDNICA

4.7 mm

4.7 mm

4.7 mm

DŁUGOŚĆ

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

Tytanowa tuleja na
łącznik śrubowy



GIMV

Nakładka gojąca



GIMA

Spalająca się bezresztkowa tuleja



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN

Transfer




SOKM15

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE


**NOWY
PRODUKT**

**W SPRZEDAŻY
OD 2018**

Szeroka platforma



Łącznik służy do odnowienia pojedynczej konstrukcji lub stałego mostu za pomocą śruby



KOD PRODUKTU

**WIDE
PLATFORM**

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE

ŚREDNICA	4.7 mm	4.7 mm	4.7 mm
DŁUGOŚĆ	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm

Tytanowa tuleja na
łącznik śrubowy



GIMV

Nakładka gojąca



GIMA

Spalająca się bezresztkowa tuleja



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN

Transfer



SOKM15




ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 17°

Platforma standardowa

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1



Łącznik kątowy multi unit 17° standardowej platformy jest przeznaczony do konstrukcji z retencją śrubową podczas leczenia częściowej lub pełnej anodoncji. Jest stosowany, gdy implant ustawiony jest pod kątem. Zestaw zawiera śrubę kostną. Do instalacji używany jest wielofunkcyjny klucz dynamometryczny.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 17°

ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ


KĄT

KOD PRODUKTU

	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
	17°	17°	17°

STANDARD
PLATFORM

Każdy podstawowy zestaw multi-unit zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Tytanowa tuleja
na łącznik MULTI-UNIT



GIMV

Nakładka gojąca



GIMA

Spalająca się bezresztkowa tuleja



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN


Transfer



SOKM15

ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 17°

Szeroka platforma



Łącznik kątowy multi unit 17° szerokiej platformy jest przeznaczony do konstrukcji z retencją śrubową podczas leczenia częściowej lub pełnej anodoncji. Jest stosowany, gdy implant ustawiony jest pod kątem. Zestaw zawiera śrubę kostną. Do instalacji używany jest wielofunkcyjny klucz dynamometryczny.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 17°

ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ

KĄT

KOD PRODUKTU


	TBMB1701	TBMB1702	TBMB1703
ŚREDNICA	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
DŁUGOŚĆ	1,0 mm	2.0 mm	3.0 mm
KĄT	17°	17°	17°

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

WIDE
PLATFORM

Każdy podstawowy zestaw multi-unit zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Tytanowa tuleja
na łącznik MULTI-UNIT



GIMV

Nakładka gojąca



GIMA

Spalająca się bezreszkowa tuleja



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN

Transfer




SOKM15



ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 30°

Platforma standardowa



Łącznik kątowy multi unit 30° standardowej platformy jest przeznaczony do konstrukcji z retencją śrubową podczas leczenia częściowej lub pełnej anodoncji. Jest stosowany, gdy implant ustawiony jest pod kątem. Zestaw zawiera śrubę kostną. Do instalacji używany jest wielofunkcyjny klucz dynamometryczny.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 30°

ŚREDNICA

DŁUGOŚĆ

KĄT

KOD PRODUKTU

	4.3 mm	4.3 mm	4.3 mm
	1.0 mm	2.0 mm	3.0 mm
	30°	30°	30°



TBMS3001



TBMS3002




TBMS3003

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

Każdy podstawowy zestaw multi-unit zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Tytanowa tuleja
na łącznik MULTI-UNIT



GIMV

Nakładka gojąca



GIMA

Spalająca się bezresztkowa tuleja



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN


Transfer



SOKM15


ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 30°

Szeroka platforma



Łącznik kątowy multi unit 30° szerokiej platformy jest przeznaczony do konstrukcji z retencją śrubową podczas leczenia częściowej lub pełnej anodoncji. Jest stosowany, gdy implant ustawiony jest pod kątem. Zestaw zawiera śrubę kostną. Do instalacji używany jest wielofunkcyjny klucz dynamometryczny.

ŁĄCZNIKI KĄTOWE MULTI-UNIT 30°




KOD PRODUKTU

WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

Każdy podstawowy zestaw multi-unit zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŚREDNICA

4.3 mm

4.3 mm

4.3 mm

DŁUGOŚĆ

1.0 mm

2.0 mm

3.0 mm

KĄT

30°

30°

30°

Tytanowa tuleja
na łącznik MULTI-UNIT



GIMV

Nakładka gojąca



GIMA

Spalająca się bezresztkowa tuleja



Plastic TCMS

Tymczasowa tuleja PEEK



TGMN 1

Analog laboratoryjny



IAEN


Transfer



SOKM15

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE - INSTRUKCJE

Zastosowanie tulei tytanowej





Bio3



implanty



suprastruktury




zestaw chirurgiczny




narzędzia

ŁĄCZNIKI ŚRUBOWE - INSTRUKCJE

Zastosowanie tymczasowej tulei PEEK w łącznikach śrubowych



Użycie spalającej się bezreszkowo plastikowej tulei w tworzeniu pojedynczych konstrukcji





ŁĄCZNIKI KULOWE

Platforma standardowa

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

STANDARD
PLATFORM

KOD PRODUKTU

ŁĄCZNIKI KULOWE

ŚREDNICA

4.2 mm 4.2 mm 4.2 mm 4.2 mm 4.2 mm

DŁUGOŚĆ

2.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 6.0 mm

MKBA



Zatrask metalowy

WKBA



Zatrask miękki

SKBA



Zatrask standardowy

FKBA





Zatrask twardy

Łącznik kulowy do protez całkowitych i protez ruchomych na standardowej platformie (2,1 mm) jako element protetyczny, kotwiczony na dwóch implantach lub więcej. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego, wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAŁ Tytan klasy 5

ŁĄCZNIKI KULOWE

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI KULOWE

SREDNICA

DŁUGOŚĆ

5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
2.0 mm	3.0 mm	4.0 mm	5.0 mm	6.0 mm

MKBA



Zatrask metalowy

WKBA



Zatrask miękki

SKBA



Zatrask standardowy


FKBA



Zatrask twardy

Łącznik kulowy do protez całkowitych i protez ruchomych na szerokiej platformie (2,5 mm) jako element protetyczny, kotwiczony na dwóch implantach lub więcej. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego, wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAŁ Tytan klasy 5







LOKATORY

Platforma standardowa

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1



KOD PRODUKTU

LS2

LS3

LS4

LS5

LS6

STANDARD
PLATFORM

LOKATORY

ŚREDNICA

3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm

DŁUGOŚĆ

2.00 mm 3.00 mm 4.00 mm 5.00 mm 6.00 mm

MKL



Zatrząsk metalowy

WKL



Zatrząsk miękki

SKL



Zatrząsk standardowy

FKL



Zatrząsk twardy

Lokatory do protez całkowitych i protez ruchomych na standardowej platformie (2,1 mm) jako element protetyczny, kotwiczony na dwóch implantach lub więcej. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego, wprowadzającego klucza protetycznego.



MATERIAŁ Tytan klasy 5

LOKATORY

Szeroka platforma

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5



WIDE
PLATFORM

KOD PRODUKTU

LOKATORY

ŚREDNICA

3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm 3.85 mm

DŁUGOŚĆ

2.00 mm 3.00 mm 4.00 mm 5.00 mm 6.00 mm

MKL  Zatrzask metalowy


WKL  Zatrzask miękki

SKL  Zatrzask standardowy

FKL  Zatrzask twardy

Lokatory do protez całkowitych i protez ruchomych na szerokiej platformie (2,5 mm) jako element protetyczny, kotwiczony na dwóch implantach lub więcej. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego, wprowadzającego klucza protetycznego.

MATERIAL Tytan klasy 5





PODSTAWA TYTANOWA Z PLASTIKOWYM CYLINDREM SPALANYM BEZRESZTKOWO



PLATFORMA STANDARDOWA

ŚREDNICA	4.5 mm
DŁUGOŚĆ	7.7 mm

Tytanowa baza łącznika z plastikowym krążkiem spalany bezresztkowo (2,1 mm). Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną.

TBKS1

MATERIAŁ Tytan klasy 5
Plastik spalany bezresztkowo



Zestaw bazowy zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA



PLATFORMA SZEROKA

ŚREDNICA	4.5 mm
DŁUGOŚĆ	7.7 mm

Tytanowa baza łącznika z plastikowym krążkiem spalany bezresztkowo (2,5 mm). Każdy zestaw zawiera śrubę protetyczną.

TBKB1

MATERIAŁ Tytan klasy 5
Plastik spalany bezresztkowo.



Zestaw bazowy zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

PODSTAWA TYTANOWA Z PLASTIKOWYM CYLINDREM SPALANYM BEZRESZTKOWO

Instrukcja

Podstawa tytanowa z plastikowym cylindrem spalonym bezresztkowo upraszcza pracę technika podczas modelowania koron, ponieważ jest wypalana i nie ulega kurczeniu ani odkształceniu.

Ta suprastruktura jest przeznaczona do produkcji pojedynczych koron łączących do standardowej podstawy. To wykorzystanie suprastruktury upraszcza pracę technika, ponieważ modelowanie koron polega na wypaleniu plastikowej tui i nie ulega skurczeniu ani odkształceniu, a po prostu wypala się w wysokich temperaturach, co pozwala zachować precyzję między podstawą tytanową a przyszłą koroną. Wycisk pobrany za pomocą standardowej metody bezpośredniej wraz z suprastrukturą przekazywany jest do laboratorium technicznego.

Krok 1:

Technik laboratoryjny wykonuje model gipsowy i mocuje w nim tytanową platformę wraz z plastikową nakładką.

Krok 2:

Technik laboratoryjny wykonuje model woskowy przyszłej korony zęba na nakładce.

Krok 3:

Uformowany woskowy model wraz z nakładką usuwany jest przez technika laboratoryjnego z podstawy tytanowej.

Krok 4:

Model wraz z nakładką przekazywany jest do laboratorium odlewniczego w celu przyszłego odlania podstawy korony.

Krok 5:

W laboratorium odlewniczym do wosku przyczepiany jest kanał odlewowy. Ten z kolei jest połączony z głównym kanałem, tworząc w ten sposób drzewo kanałów wlewowych.

Krok 6:

Na drzewo kanałów wlewowych nakłada się metalowy pierścień. Pierścień ten będzie służył jako forma wypełniana materiałem ogniotrwałym.

Krok 7:

Forma z drzewem kanałów wlewowych wypełniana jest materiałem ogniotrwałym (specjalną masą o wysokiej temperaturze do wykonywania odlewów).

Krok 8:

Po zestaleniu materiału ogniotrwałego, formę umieszcza się w piecu muflowym, gdzie w temperaturze 900-1100° C wosk i bezpopiołowy rękaw wypalają się, tworząc otwór do przyszłego odlewania.

Krok 9:





Do otworu utworzonego przez wypalenie wosku i plastiku, wlewa się wybrany płynny metal lub materiał ceramiczny (w stanie płynnym). Stosując metodę próżni lub odlewania odśrodkowego, wypełnia się otwory stopem dentystycznym (CoCr lub NiCr).

Krok 10:

Korona jest uwalniana z kanałów i jest piaskowana; ceramika jest wypalana i wypiekana.

Krok 11:

Prefabrykowana korona jest łączona z platformą tytanową za pomocą kompozytu chemoutwardzalnego.




PROTETYKA DLA CAD/CAM

NOWE ŁĄCZNIKI MODYFIKOWANE – ŁĄCZNIKI FREZOWANE

ŁĄCZNIKI FREZOWANE O DOWOLNIE MODYFIKOWANYCH KSZTAŁTACH

Gotowy łącznik ma szerokość 10 mm i wysokość 20 mm, co czyni go wielofunkcyjnym.

- Jest on wykonany przy użyciu specjalnej maszyny o wysokiej precyzji
- Możliwe jest stworzenie suprastruktury o dowolnej średnicy, wysokości, kształcie i kątowaniu
- Przygotowany (frezowany) łącznik ma stożkową platformę zapewniającą optymalne dopasowanie implantu do łącznika



Zapewnia wyjątkową zaletę: tworzenie suprastruktury z indywidualnym konturem cięcia, niezależnie od nachylenia korony. Możliwość dostosowania procedury odbudowy dentystycznej do pacjenta, a nie odwrotnie.

Niekończące się możliwości wyjątkowej protetyki dentystycznej.

PLATFORMA STANDARDOWA

ŚREDNICA


10 mm

DŁUGOŚĆ FUNKCJONALNA

20 mm



PMAS



MATERIAL
Tytan klasy 5

Każdy zestaw platform zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

PLATFORMA SZEROKA

ŚREDNICA


10 mm

DŁUGOŚĆ FUNKCJONALNA

20 mm



PMAW



MATERIAL
Tytan klasy 5

Każdy zestaw platform zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA



Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny



narzędzia



PROTETYKA DLA CAD/CAM

PLATFORMA STANDARDOWA

Łączniki do skanowania
CAD/CAM TPS



STPS

Każdy zestaw platform zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŚREDNICA	4.60 mm	4.60 mm	4.60 mm	4.60 mm
DŁUGOŚĆ FUNKCJONALNA	7.75 mm	9.00 mm	10.00 mm	11.00 mm
STOPIEŃ	0.50 mm	1.00 mm	2.00 mm	3.00 mm

Platforma tytanowa CAD/CAM dla
standardowej platformy (2,1 mm).
Każdy zestaw zawiera śrubę
protetyczną.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



TPS



TPS1



TPS2




TPS3

Każdy zestaw platform zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA



PLATFORMA SZEROKA

Łączniki do skanowania
CAD/CAM TPB



STPB

Każdy zestaw platform zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŚREDNICA	5.00 mm	5.00 mm	5.00 mm	5.00 mm
DŁUGOŚĆ FUNKCJONALNA	8.60 mm	9.00 mm	10.00 mm	11.00 mm
STOPIEŃ	0.50 mm	1.00 mm	2.00 mm	3.00 mm

Platforma tytanowa CAD/CAM dla
szerokiej platformy (2,5 mm).
Każdy zestaw zawiera śrubę
protetyczną.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



TPB



TPB1



TPB2




TPB3

Każdy zestaw platform zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA






Na stronie głównej
bio3-implants.com
dostępne do
pobrania kolejne
biblioteki Biblioteki
Exocad Biblioteki
3SHAPE

ŁĄCZNIKI ULEGAJĄCE WYPALENIU

PLATFORMA STANDARDOWA

ŚREDNICA	4.50 mm
DŁUGOŚĆ	15.00 mm


Łączniki ulegające wypaleniu dla standardowej platformy (2,1 mm) przeznaczone są do indywidualnych konstrukcji ortopedycznych.



PLATFORMA SZEROKA

ŚREDNICA	4.50 mm
DŁUGOŚĆ	15.47 mm

Łączniki ulegające wypaleniu dla standardowej platformy (2,5 mm) przeznaczone są do indywidualnych konstrukcji ortopedycznych.






ANALOGI LABORATORYJNE

PLATFORMA STANDARDOWA


PLATFORMA SZEROKA



IAS



IAB



ŚREDNICA

3.75 mm

4.00 mm


DŁUGOŚĆ

13.00 mm

13.00 mm

Analog laboratoryjny dla platformy standardowej (2,1 mm) oraz szerokiej (2,5 mm). Używany w modelowaniu laboratoryjnym.


MATERIAŁ Stal chirurgiczna



TRANSFERY WYCISKOWE - ŁYŻKA OTWARTA


Suprastruktury do wycisków

	PLATFORMA STANDARDOWA	PLATFORMA SZEROKA	
ŚREDNICA	5.00 mm	5.00 mm	
DŁUGOŚĆ FUNKCJONALNA	10.49 mm	10.49 mm	
DŁUGOŚĆ	13.29 mm	13.74 mm	
			
MATERIAŁ	Stal chirurgiczna		
	SOLS15	SOLB15	



Ø 5.0

Długość



Ø 2.2

Długość funkcjonalna



Ø 4.6

Każdy zestaw transferów zawiera:








ŚRUBA SFT16-22

TRANSFERY WYCISKOWE - ŁYŻKA OTWARTA


	PLATFORMA STANDARDOWA	PLATFORMA SZEROKA	
ŚREDNICA	3.5 mm	3.5 mm	
ŚREDNICA 1	6.0 mm	6.0 mm	
DŁUGOŚĆ FUNKCJONALNA	5.5 mm	5.5 mm	
DŁUGOŚĆ	8.3 mm	8.9 mm	
			
MATERIAŁ	Stal chirurgiczna		
	SGLS9	SGLB9	



Długość



Długość funkcjonalna




Ø 6.0

Ø 3.5

Każdy zestaw transferów zawiera:






ŚRUBA SFT18

Bio3 IMPLANTS

Implanty Dentystyczne Premium

Bio  TM
IMPLANTS



 *fach-med*

Bio LINE



NAKŁADKI GOJĄCE DO SIEKACZY

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

NAKŁADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.00 mm

5.00 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.00 mm

6.00 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem siekacza. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy standardowej (2,1 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

NAKŁADKI GOJĄCE DO SIEKACZY

Szeroka platforma



WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

KOD PRODUKTU

NAKŁADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.00 mm

5.00 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.00 mm

6.00 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm


Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem siekacza. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy szerokiej (2,5 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





NAKLADKI GOJĄCE DO KŁÓW

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

NAKLADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.00 mm

5.00 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.50 mm

6.50 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem kła. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy standardowej (2,1 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5


Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

NAKŁADKI GOJĄCE DO KŁÓW

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

**WIDE
PLATFORM**

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

NAKŁADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.00 mm

5.00 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.50 mm

6.50 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm


Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem kła. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy szerokiej (2,5 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





NAKLADKI GOJĄCE DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

NAKLADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

4.50 mm

4.50 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.00 mm

6.00 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem zęba. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy standardowej (2,1 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

NAKŁADKI GOJĄCE DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

Szeroka platforma



WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

KOD PRODUKTU

NAKŁADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

4.50 mm

4.50 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.00 mm

6.00 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm


Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem zęba. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy szerokiej (2,5 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





NAKLADKI GOJĄCE DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

NAKLADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

6.00 mm

6.00 mm

SZEROKOŚĆ 2

7.00 mm

7.00 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem zęba. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy standardowej (2,1 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5


Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

NAKLADKI GOJĄCE DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

Szeroka platforma



WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

NAKLADKI GOJĄCE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

6.00 mm

6.00 mm

SZEROKOŚĆ 2

7.00 mm

7.00 mm

DŁUGOŚĆ

2.25 mm

4.00 mm


Każdy zestaw z nakładką gojącą zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Projekt anatomiczny. Tworzenie stałej anatomicznej objętości dziąsła. Identyczny z naturalnym kształtem zęba. Nie ma potrzeby przeszczepiania tkanek miękkich po implantacji lub usunięciu zęba. Montowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla platformy szerokiej (2,5 mm). Śruba protetyczna w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI PROSTE DO SIEKACZY

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.0 mm

5.0 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.0 mm

6.0 mm

DŁUGOŚĆ

8.5 mm

10.0 mm

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem siekacza. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte ząbkami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI PROSTE DO SIEKACZY

Szeroka platforma



WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

KOD PRODUKTU

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.0 mm

5.0 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.0 mm

6.0 mm

DŁUGOŚĆ

8.5 mm

10.0 mm


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem siekacza. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte ząbkami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI PROSTE DO KŁÓW

Platforma standardowa



WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.0 mm

5.0 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.5 mm

6.5 mm

DŁUGOŚĆ

9.0 mm

10.5 mm

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem kła. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte ząbkami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI PROSTE DO KŁÓW

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU



GACB 9.0



GACB 10.5

WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

5.0 mm

5.0 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.5 mm

6.5 mm

DŁUGOŚĆ

9.0 mm

10.5 mm


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem kła. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte zębami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5







suprastruktury

ŁĄCZNIKI PROSTE DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

Platforma standardowa



KOD PRODUKTU

STANDARD
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

4.5 mm

4.5 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.0 mm

6.0 mm

DŁUGOŚĆ

9.0 mm

10.5 mm

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem zęba. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte ząbkami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI PROSTE DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

WIDE
PLATFORM

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

4.5 mm

4.5 mm

SZEROKOŚĆ 2

6.0 mm

6.0 mm

DŁUGOŚĆ

9.0 mm

10.5 mm


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem zęba. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte ząbkami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI PROSTE DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

Platforma standardowa



WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

6.0 mm

6.0 mm

SZEROKOŚĆ 2

7.0 mm

7.0 mm

DŁUGOŚĆ

7.5 mm

8.5 mm

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem zęba. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte ząbkami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI PROSTE DO ZĘBÓW TRZONOWYCH

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU



GAMB 7.5



GAMB 8.5

WIDE
PLATFORM

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI PROSTE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

6.0 mm

6.0 mm

SZEROKOŚĆ 2

7.0 mm

7.0 mm

DŁUGOŚĆ

7.5 mm

8.5 mm


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Budowa biologiczna identyczna z naturalnym kształtem zęba. Szeroka gama kształtów, wysokości i ramion kołnierzy. Pokryte ząbkami krawędzie odpowiadają konturowi krawędzi dziąsła. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO SIEKACZY 15° / 25°

Platforma standardowa



WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

SZEROKOŚĆ 2

DŁUGOŚĆ

KĄT

	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
	9.0 mm	10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
	15 °	15 °	25 °	25 °

Anatomiczne łączniki kątowe do siekaczy są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°.

Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO SIEKACZY 15° / 25°

Szeroka platforma



WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

SZEROKOŚĆ 2

DŁUGOŚĆ

KĄT

	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
	9.0 mm	10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
	15 °	15 °	25 °	25 °

Każdy zestaw łącznika zawiera:




ŚRUBA PROTETYCZNA

AnatOMICzne łączniki kątowe do siekaczy są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°.

Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO KŁÓW 15° / 25°

Platforma standardowa



WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1
SZEROKOŚĆ 2
DŁUGOŚĆ
KĄT

5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
9.0 mm	10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
15 °	15 °	25 °	25 °

Anatomiczne łączniki kątowe do kłków są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°.

Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO KŁÓW 15° / 25°

Szeroka platforma



WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

SZEROKOŚĆ 2

DŁUGOŚĆ

KĄT

	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm	5.0 mm
	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
	9.0 mm	10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
	15 °	15 °	25 °	25 °


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Anatomiczne łączniki kątowe do kłków są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.



MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH 15° / 25°

Platforma standardowa



WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

STANDARD
PLATFORM

ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

SZEROKOŚĆ 2

DŁUGOŚĆ

KĄT

	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm
	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
	9.0 mm	10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
	15 °	15 °	25 °	25 °

Anatomiczne łączniki kątowe do zębów przedtrzonowych są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°.

Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO ZĘBÓW PRZEDTRZONOWYCH 15° / 25°

Szeroka platforma



KOD PRODUKTU

**WIDE
PLATFORM**

WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

SZEROKOŚĆ 2

DŁUGOŚĆ

KĄT

4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm
6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
9.0 mm	10.0 mm	9.0 mm	10.0 mm
15 °	15 °	25 °	25 °

Każdy zestaw łącznika zawiera:




ŚRUBA PROTETYCZNA

Anatolmiczne łączniki kątowe do zębów przedtrzonowych są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°.

Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.


MATERIAŁ Tytan klasy 5





ŁĄCZNIKI KĄTOWE DO ZĘBÓW TRZONOWYCH 15° / 25°

Platforma standardowa




ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

SZEROKOŚĆ 2

DŁUGOŚĆ

KĄT



KOD PRODUKTU

	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
	7.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	7.0 mm
	8.0 mm	9.0 mm	8.0 mm	9.0 mm
	15 °	15 °	25 °	25 °

AnatOMICzne łączniki kątowe do zębów trzonowych są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°.

Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla standardowej platformy (2,1 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5

WEWNĘTRZNY HEKS

2.1

STANDARD
PLATFORM



Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

ŁĄCZNIKI KĄTOWE DÓ ZĘBÓW TRZONOWYCH 15° / 25°

Szeroka platforma



WEWNĘTRZNY HEKS

2.5

ŁĄCZNIKI KĄTOWE Bio LINE

SZEROKOŚĆ 1

SZEROKOŚĆ 2

DŁUGOŚĆ

KĄT

	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
	7.0 mm	7.0 mm	7.0 mm	7.0 mm
	8.0 mm	9.0 mm	8.0 mm	9.0 mm
	15 °	15 °	25 °	25 °


Każdy zestaw łącznika zawiera:



ŚRUBA PROTETYCZNA

Anatomiczne łączniki kątowe do zębów trzonowych są zalecane w przypadku, gdy implanty są założone pod kątem 15° lub 25°. Jest instalowany za pomocą uniwersalnego lub ręcznego wprowadzającego klucza protetycznego. Dla szerokiej platformy (2,5 mm). Protetyczna śruba w każdym zestawie.

MATERIAŁ Tytan klasy 5





ZESTAW CHIRURGICZNY



Zestaw chirurgiczny Bio3 Implants jest zapakowany w pudełko kartonowe.

ELEMENTY ZESTAWU CHIRURGICZNEGO

WIERTŁA CHIRURGICZNE

Stożkowe wiertła chirurgiczne bez chłodzenia wewnętrznego, o różnych średnicach, z diamentową powłoką.

Do tworzenia wnęki w kości.

mm

KOD PRODUKTU

1.9

2.0

TCS

2.8

3.0

3.5

3.9

4.7

MATERIAŁ: STAL CHIRURGICZNA

STOPERY NA WIERTŁA

Stopery do wiertel o średnicy 2,0 mm i 2,8 mm.

Do ograniczenia głębokości wiercenia.

mm

KOD PRODUKTU

LB2.8/

8

10

11.5

13

MATERIAŁ: STAL CHIRURGICZNA

NARZĘDZIA POMOCNICZE

1 Wiertła profilujące

2 Przedłużki do wiertel

3 Równoległościomierz x2

Do określania kierunku i głębokości gniazda.

4 Adaptery do klucza wprowadzającego do implantów

5 Adaptery do klucza dynamometrycznego

mm

KOD PRODUKTU

1

2

3

4

5

P3.2 / 3.75

P4.2 / 5.0

ED

PPL

ITS9

ITB9

ITS18

ITB18

AD

MATERIAŁ: STAL CHIRURGICZNA

NARZĘDZIA

6 Uniwersalny śrubokręt do śrub 9 mm i 18 mm

Do śrub protetycznych, nakładek gojących i zatyczek do implantów.

7 Klucze wprowadzające do implantów 9 i 18 mm

8 Wskaźnik głębokości

9 Klucz dynamometryczny

10 Adapter do momentowego klucza dynamometrycznego, 10/45H

*Wariant niedostępny w zestawie

6

7

SU9

SU18

IS9

IS18

IB9

IB18

GBDP

8

HR

9

SK10/45

10*

MATERIAŁ: STAL CHIRURGICZNA



Bio3



implanty



suprastruktury



zestaw chirurgiczny narzędzia



narzędzia



Bio3 ZESTAW CHIRURGICZNY

Dla szybkich i łatwych zabiegów stomatologicznych

32
elementy



**STANDARD
PLATFORM**



**WIDE
PLATFORM**

Zestaw chirurgiczny Bio3 jest przeznaczony do szybkiej i łatwej instalacji implantów dwóch rodzajów.


VSC

Wszystkie instrumenty w zestawie wykonane są ze stali chirurgicznej






Bio3 IMPLANTS

Implanty Dentystyczne Premium



NARZĘDZIA

NARZĘDZIA





Bio3

implanty

suprastruktury

zestaw chirurgiczny

narzędzia



KLUCZE WPROWADZAJĄCE DO IMPLANTÓW

Stal chirurgiczna

PLATFORMA STANDARTOWA

ŚREDNICA	2.1 mm	2.1 mm
DŁUGOŚĆ	9.0 mm	18.0 mm



KOD PRODUKTU

IS9

IS18

SZEROKA PLATFORMA

ŚREDNICA	2.5 mm	2.5 mm
DŁUGOŚĆ	9.0 mm	18.0 mm



IB9

IB18

Klucze wprowadzające do implantów różnych długości - 9 mm i 18 mm dla klucza dynamometrycznego

MATERIAŁ Stal chirurgiczna

ADAPTERY DO KLUCZA WPROWADZAJĄCEGO DO IMPLANTÓW

PLATFORMA STANDARTOWA

ŚREDNICA	2.1 mm	2.1 mm
DŁUGOŚĆ	9 mm	18 mm



KOD PRODUKTU

ITS9

ITS18

SZEROKA PLATFORMA

ŚREDNICA	2.5 mm	2.5 mm
DŁUGOŚĆ	9 mm	18 mm



ITB9

ITB18

Używany do montowania implantu za pomocą kątnicy - 9 mm i 18 mm

MATERIAŁ Stal chirurgiczna

ADAPTER - KLUCZ WPROWADZAJĄCY DO IMPLANTÓW



AD

Adaptery do klucza dynamometrycznego



STOPERY DO WIERTEŁ PILOTUJĄCYCH

ŚREDNICA 2.8 mm

AR



LB2.8/

8



10



11.5



13

Stopery do cylindrycznych wiertel pilotujących, średnica 2,0 i 2,8 mm

MATERIAŁ Stal chirurgiczna

KLUCZE DO SUPRASTRUKTUR

Dla obu platform



SU9



SU18

Uniwersalny klucz o różnych długościach, 9 mm i 18 mm do śrub protetycznych, zatyczek do implantów i innych akcesoriów.

MATERIAŁ Stal chirurgiczna

STOŻKOWE WIERTŁA CHIRURGICZNE

Powłoka diamentowa

STANDARD
PLATFORM

WIDE
PLATFORM

WIERTŁO INICJUJĄCE



TCB1.9
1.9 mm

CYLINDRYCZNE WIERTŁA PILOTUJĄCE



TCB2.0
2.0 mm



TCS2.8
2.8 mm

WIERTŁA STOŻKOWE

Chirurgiczne wiertła stożkowe o zróżnicowanej średnicy, bez chłodzenia wewnętrznego, do tworzenia stożkowej wnęki w kości, której kształt idealnie odpowiada kształtowi implantu.

MATERIAŁ Stal chirurgiczna



TCS3.0
3.0 mm



TCS3.5
3.5 mm




TCS3.9
3.9 mm





TCS4.7
4.7 mm

Średnica



GWINTOWNIKI DLA IMPLANTÓW BIO3 PROGRESSIVE

Bio3 Progressive



KOD PRODUKTU


PROGRESSIVE

GWINTOWNIKI

ŚREDNICA	3.3 mm	3.8 mm	4.2 mm	5.0 mm
DŁUGOŚĆ	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm



Gwintowniki dla implantów Progressive. Zaleca się stosowanie w kościach typu I i II. Do klucza dynamometrycznego.

MATERIAŁ Stal chirurgiczna



GWINTOWNIKI DLA IMPLANTÓW BIO3 PROGRESSIVE

Bio3 Advanced



KOD PRODUKTU


ADVANCED

GWINTOWNIKI

ŚREDNICA	3.3 mm	3.8 mm	4.2 mm	5.0 mm
DŁUGOŚĆ	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm	13.0 mm

Gwintowniki dla implantów Progressive. Zaleca się stosowanie w kościach typu I i II. Do klucza dynamometrycznego.

MATERIAL Stal chirurgiczna



Wyłączny przedstawiciel na Polskę



80-046 Gdańsk, ul. Cienista 21
tel./fax: 58 302 99 25
tel. kom. 601 244 640
www.fach-med.pl
biuro@fach-med.pl