

Jährliche Wartung der Absauganlage VS 300 S / VSA 300 S

SN:

Datum der Installation:



7128-100-03E
Rückschlagventil



7119100010
Bakterienfilter
[falls vorhanden]



Austauschdatum

Regelmäßige Reinigung



7123-985-00
Ersatz-Sieb



MD 555 und
Orotol plus basic-set



DÜRR DENTAL SE
Höfigheimer Str. 17 | 74321 Bietigheim-Bissingen | Germany
www.duerrendental.com | info@duerrdental.com



Siehe Video



Service Kit Finder

Yearly suction maintenance VS 300 S / VSA 300 S

SN:

Date of installation:

Date of replacement



7128-100-03E
Drain valve



7119100010
Bacteria filter
[If equipped]



Regular cleaning



7123-985-00
Suction filter



MD 555 and
Orotol plus basic-set



View video



Service Kit Finder